

Water suppression NMR

Advanced Operation Training Course



Solvent suppression


UNIST

ULSAN NATIONAL INSTITUTE OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY


Why need to suppress solvent?

Water / sucrose = 27,500 times


- 1) Overlapped sample peak
(peak간 겹침으로 원하는 peak이 가려짐)
- 2) Radiation damping
(고농도로 인하여 colli에 강한 유도전류가 형성)
(-> broadening, asymmetry, phase distortion 발생)
- 3) Too high Receiver gain
(Detector window 크기인 RG가 너무 커서 S/N ratio가 떨어짐)




Type of solvent suppression



Preparation blocks



Excitation blocks



Readout blocks




Fig. 1 Basic building blocks constituting water suppression sequences. **a–c** Preparation blocks, **e–i** excitation blocks and **(j–k)** readout blocks. **a** Sat block, **b** DANTE block, **c** WET block,

d Flip-back block, **e** basic 90° excitation, **f** CP block, **g** Sat-180 block, **h** NOESY-1D block, **i** PURGE block, **k** ES-W5 block and **l** ES-Sel block

Presat (Pre-saturation)

zgpr: conventional presaturation

- pr (presaturation):

- 1) P1(RF pulse) 이전인 D1 동안 H2O만 선택적으로 CW irradiation을 가하여 Excitation (Saturation)
- 2) Saturation된 H2O은 Net magnetization이 감소하여 signal이 작아짐

- Ernst angle: 주어진 D1 동안 최단시간에 최대 S/N ratio를 얻을 수 있는 Flip angle

- p19 (Presat power를 가하는 시간)
- plw9 (Presat power level)




- plw9의 값을 조절하여 Saturation peak이 최대한 작아지는 방향으로 조절
- Baseline 기준으로 대칭에 가깝도록!
- Saturation peak이 작아질 수록 RG(Receiver Gain)을 열어 S/N 를 증가시킬 수 있음

- 최소값

$plw9 \leq 0.0003 \text{ W (0.3 mW)}$

$(pldb9 \geq 35 \text{ -dBW})$

plw9과 pldb9은 서로 연동 되어있는 값



Presat (Presaturation) Origin technique

zgpr: conventional presat.

zg0pr: find ernst angle

zgcppr: presat. with cp(composite pulse)

PR (PResaturation):

- 1) P1(RF pulse) 이전인 D1 동안 H2O만 선택적으로 CW irradiation을 가함
- 2) Saturation된 H2O은 Net magnetization이 감소하여 signal이 작아짐

CP (Composite Pulse): 연속적인 RF 입력보다 pulse 형식으로 여러 번 쪼개서 RF pulse를 가하여 B1 field의 불균일성을 보정하고 더 완벽한 H2O peak 포화(제거)를 할 수 있음

Ernst angle: 주어진 D1 동안 최단시간에 최대 S/N ratio를 얻을 수 있는 Flip angle

- P19 (Presat power를 가하는 시간)
- plw9 (Presat power level)

- plw9의 값을 조절하여 Saturation peak이 최대한 작아지는 방향으로 조절
- Baseline 기준으로 대칭에 가깝도록!
- Saturation peak이 작아질 수록 RG(Receiver Gain)을 열어 S/N 를 증가시킬 수 있음


Minimum Value (최소값)

plw9 \leq 0.0003 W (0.3 mW)


(pldb9 \geq 35 -dBW)

plw9과 pldb9은 다른 단위로 연동 되어있는 값


zg




zgpr







zgcppr



noesypr1d




WET (Water suppression Enhanced through T1 effects)



wet: Pre-saturation with gradient + CP (Composite Pulse)
 Minimizing reduced exchangeable proton effect
 Need to control sp7 / sp10

Signal attenuation effect

- Saturation된 H₂O의 H(Proton)이 다른 OH/NH group과 exchange 되어 해당 peak의 신호 감소 효과를 가져옴
- Protein sample의 경우 pH를 7.5이하로 낮춰 Exchange rate을 낮출 필요가 있음




Jump-Return

P11 (1-1 scheme)

P1331 (1-3-3-1 scheme)

P11





P1331




Far way water:

Coil center 에서 멀어질수록 B1 field(직접 가해주는 RF pulse의 영향이 감소하므로 Residual peak이 나타남



Spin echo (Hahn-echo) vs Gradient echo

SE (Spin Echo)



- Dephasing/Refocusing : Related **T2**
- Experiment time: Long

T2 time을 따라 dephasing이 일어나므로 실험시간이 길어짐

Origin pulse sequence of DOSY

Jump-return




Watergate



PGSTE

PGSE (Pulsed Gradient Spin Echo)



- Dephasing/Refocusing : Use Gradient
- Experiment time: Middle
- Limited Diffusion Delay (**T2***)
T2* = T2 in rotating frame

Gradient를 이용하여 강제로 Dephasing / Refocusing을 진행하므로 실험시간이 짧음, 대신 T2*시간이내로 Diffusion delay가 제한됨

STE (STimulated Echo)




Figure 3 Pulse sequence used to generate a stimulated echo.

- Dephasing/Refocusing : Use Gradient
- Experiment time: Short
- Limited Diffusion Delay (**T1**)

3개의 90도 펄스와 Gradient를 이용하여 T2보다 상대적으로 긴 T1을 Diffusion delay로 사용


What is Gradient?

Use Gradient coil -> Make field gradient

-> **Force Dephasing / Refocusing for Nuclear spin**

-> Save time, Correct good data

Gradient coil을 이용하여 Magnetic field gradient 형성할 수 있음, 이를 이용 강제적으로 Nuclear spin의 Dephasing / Refocusing을 할 수 있음 -> **실험시간 단축, 정확한 데이터 획득 가능**



WATERGATE (WATER suppression by GrAdient Tailored Excitation)

p3919gp: 3-9-19 Watergate + gp (gradient pulse)


p3919fpgp: 3-9-19 Watergate + fp (flip back pulse) + gp (gradient pulse)

zggpwg: 90 degree water selective pulse


zggpw5: W5 (Similar 3-9-19, but narrow notch)

▪ Flip back Pulse: 실험 전 단계에 $-x$ 방향으로 water의 M_z 값만 선택적으로 이동시킴
 Saturation Transfer에 의한 Exchangeable proton의 감소를 억제


p3919gp




p3919fpgp



zggpw5



zggpwg






ES (Excitation Sculpting)

1D ES (Excitation Sculpting)

zgesgp: zg + es (excitation sculpting) + gp (gradient pulse)

zgesfpgp: zg + es (excitation sculpting) + fp (flip back pulse) + gp (gradient pulse)

zggpw5: W5 (Similar 3-9-19, but narrow notch)



Nanoscale Organisation and Dynamics

- > Group Member Profiles
- > Research Candidates
- > Biomedical Magnetic Resonance Facility
- > Research Projects

NMR Pulse Sequences


The following sequences are freely available for use. They have been developed by the Nanoscale Research Group for Bruker systems, although they can be ported to other spectrometer brands. It would be appreciated if you would cite the appropriate reference / references, when using any of the following sequences.

Expand all


PGSTE-WATERGATE: An STE-based PGSE NMR sequence with excellent solvent suppression

This is a stimulated-echo based pulsed gradient spin-echo NMR diffusion sequence incorporating selective inversion based solvent signal suppression. The sequence provides superb solvent suppression without any phase distortion. The sequence is simple to set up and particularly suited to measuring diffusion coefficients in aqueous solution such as is commonly required in biomolecular NMR experiments (e.g., probing drug-protein interactions).

zggpw5



PGSTE-Watergate



Manchester NMR Methodology Group

Home Research People Publications Downloads Vacancies

Home


PE WATERGATE

Summary:
Suppression of J modulation can be achieved using the Perfect Echo to give pure absorption mode Lorentzian lineshapes. Combining the perfect echo with WATERGATE allows long, selective solvent suppression pulses to be used, giving a narrow suppression band while retaining clean NMR spectra.


Pulse Sequences

- 1D PSYCHE
- 1D TSE-PSYCHE
- 1D Zangger-Sterk
- 1D Selective TOCSY-PSYCHE
- 1D SAPHIRE
- 1D semi-real-time pure shift
- 2DJ-ZQ5-PSYCHE
- 2D F1-PSYCHE-TOCSY
- 2D rtPS-gHSQC
- GEMSTONE
- GEMSTONE-CLIP-COSY
- GEMSTONE-NOESY
- GEMSTONE-ROESY

zggpw5



pew5



1D Solvent suppression


Pulse sequence	Advantage	Exchangeable Proton	Notch	Key paramter	Remark
Presat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cleanest ▪ Minimized saturation peak ▪ Possible multi suppression 	Highly Reduced	Narrow	O1 plw9 \leq 0.3mW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solvent suppression ▪ Follow T2
noesy1d (noesygppr1d)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clean baseline 	Reduced	Narrow	O1 D8 \leq 1ms	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Common purpose ▪ for metabolite
Watergate (3-9-19)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Water suppression 	No effect (+ Flip back)	Slightly Narrow		<ul style="list-style-type: none"> ▪ for NH4+, Acid, Amine ▪ Check D19 (Delay for binomial water suppression)
Watergate (W5)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Water suppression 		Narrow		
Purge	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quantitative 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ for Quantitative NMR
WET	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi suppression 	Possibly reduced			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Follow T1 effects
ES (Excitation Sculpting)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Use Gradient/spin echo ▪ Excellent suppression 		Broad		
PGSTE (Pulsed Gradient Stimulated Echo)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Use Gradient/spin echo ▪ Excellent suppression 	No effect	Excellent Narrow		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Advanced sequence
PEW5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clean spectra 	No effect	Excellent Narrow		<ul style="list-style-type: none"> ▪ for NH4+, Acid, Amine ▪ Advanced sequence

https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/biol/mol-biol/bnsp-am/NMRSeminar2018HS/Water_suppression_pwu_20181017.pdf


<https://www.nmr.chemistry.manchester.ac.uk/?q=node/285>

https://www2.chem.wisc.edu/~cic/nmr/Guides/Ba3vug/AV3_SolventSuppression.pdf


1D Solvent suppression




Spectrum for notch



Spectrum for signal intensity



Protein for water suppression



Pulse sequence in UNIST

N Presat+NOE_UNIST Solvent suppression (Com	
N PROTON_UNIST	1H experiment
N T1_short	5min
N T1_Long	1hr
N SST1IR	Single scan T1 experiment
N C13CPD_UNIST	90degree +NOE(Signal Enhanced)_for_Intensity
N C13IG_UNIST	90_degree_-NOE_for_Integration
N C13DEPT135	13C DEPT135, CH3/CH positive, CH2 negative, 256 scans, 160 ppm
N PROTON_PRESAT	Solvent Suppression
N Presat+NOE_UNIST	Solvent suppression (Common purpose)
N Watergate_3919_UNIST	Water suppression w 3-9-19
N WG-3919FP_UNIST	with FP (for exchange)
N Watergate_W5_UNIST	Water suppression for narrow notch
N WET_UNIST	Water suppression for quantitative NMR
N PEW5_UNIST	Perfect echo + W5 for eliminated suppression peak
C COSYGPSW	Gradient selected COSY
C COSYGPDFPSW	Gradient selected double quantum filtered phase sensitive COSY
C FASTLANE_HSQC	Combined analysis of 1D1H and HSQC data
C FASTLANE_HSQC_HMBC	Combined analysis of 1D1H, HSQC and HMBC data
C FASTLANE_HSQC_13C_HMBC	Combined analysis of 1D1H, HSQC, 13C and HMBC data
C HMBCGP	1H-13C HMBC with gradient selection

Name in Bruker NMR	Pulse sequence	Purpose	Remarks
Proton_PRESAT	Presaturation	Solvent suppression (with water suppression)	Simple, any solvent, multi suppression
Presat+NOE_UNIST	noesy1d (noesygppr1d)	Solvent suppression (with water suppression)	More effective sequence
Watergate_3919_UNIST	Watergate (3-9-19)	Water suppression	
WG-3919FP_UNIST	Watergate (W5)	Water suppression	Flip back (No effect exchangeable H)
WET_UNIST	WET	Solvent suppression (with water suppression)	Good baseline, any solvent, multi suppression
PEW5_UNIST	Perfect echo W5	Water suppression	Smallest notch!

Important parameter (O1P)

The screenshot shows the 'Parameters' menu with the following options: Edit all Acquisition Parameters, Edit Processing Parameters, Pertinent Acquisition Parameter Editor, and User Specific Commands. Below the menu is the 'Experiment Table' with the following data:

Holder	T...	Status	Name	No.	Solvent
5		Finished			
		Finished	240805JK_1mM_LiF_H2O	1	None no
6		Finished			
		Finished	240805JK_2mM_LiF_H2O	1	None no
7		Available			
		Available	dsfsdfsdfs	1	CDCI3 chk
8		Finished			

The 'Automation' settings window shows the following parameters:

- AUNM: au_watersc supp_opt=1
- PYNM: (empty)
- EXP: PEW5_UNIST
- TUBE_TYPE: (empty)

au_watersc : acquisition program in auto
bt_calib=1 : Automatically find O1
pcal=1 : Automatically find P1
supp_opt=1 : Automatically find O1 and P1
standard set is **supp_opt=1**

O1P(O1 ppm) related to suppression effectivity!
[Solvent peak center = O1P]

Already known solvent chemical shift..

- 1) Just set au_watersc
- 2) Directly change O1P (ex. H2O+D2O = 4.7 ppm)

The 'UCRF' dialog box shows the following parameters:

Parameter	Value	Unit	Description
TD	65536		Size of fid
DS	4		Number of dummy scans
AQ	2.75251	[sec]	Acquisition time
NS	64		Number of scans
P1	11.55	[µsec]	Pulse
D1	10	[sec]	Delays
D8	0.01		Delays
RO	0	[Hz]	Rotation frequency of sample
O1P	4.748	[ppm]	Transmitter frequency offset
1SW	19.8329	[ppm]	Spectral width (F1)